

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Wtap 다클론 항체 - Q15007

품목 번호: CM0018094



소개

인간 WTAP을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 WTAP을 검출하며, m6A 메틸화 및 스플라이싱 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WTAP 토끼 pAb
비고/별칭	Mum2; WTAP
종	인간
유전자 ID	9589
면역원	인간 WTAP의 아미노산 212-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_004897.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15007
단백질 분자량	44 kDa
배송	아이스팩