

Anti-Wwc1 (Kibra) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8IX03

품목 번호: CM0022480



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 인간 WWC1 (KIBRA)를 타겟으로 합니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응하며, Hippo 신호 전달 및 인지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WWC1 Rabbit pAb
비고/별칭	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	23286
GeneID	23286
면역원(Immunogen)	인간 WWC1 (NP_056053.1)의 아미노산 290-426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IX03
단백질 분자량(Protein Weight)	125kDa
배송(Shipping)	Ice bag