


Wb, Elisa용 Anti-Wwox 폴리클로날 항체 - Q9Nzc7

품목 번호: CM0015406



소개

인간 WWOX에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 Wnt 신호 전달에 관여하는 종양 억제 인자인 WW 도메인 함유 산화환원 효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WWOX Rabbit pAb
비고/별칭	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51741
GeneID	51741
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NZC7
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)