


Wb, Elisa용 Anti-Wwp1 토끼 다클로널 항체 - Q9H0M0

품목 번호: CM0028114



소개

유비퀴틴화 및 프로테아좀 분해에 관여하는 NEDD4 유사 E3 유비퀴틴-단백질 리가제인 WWP1에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WWP1 Rabbit pAb
비고/별칭	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	11059
GeneID	11059
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 WWP1 (NP_008944.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H0M0
단백질 분자량	105kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)