

Anti-Wwp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O00308

품목 번호: CM0024031



소개

WB 및 ELISA 검증 WWP2 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간 WWP2(NEDD4-like E3 유비퀴틴-단백질 리가아제)를 표적으로 하며, 줄기세포 및 T-세포에서 유비퀴틴화 및 프로테아좀 분해의 핵심 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WWP2 Rabbit pAb
비고/별칭	AIP2, WWP2-like, WWP2
종	인간
유전자 ID	11060 (인간)
면역원	인간 WWP2의 아미노산 151-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001257383.1)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00308
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백