

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Xanthine Dehydrogenase/Oxidase (Xdh) 단일클론 항체 - P47989

품목 번호: CM0007100



소개

인간 Xanthine Dehydrogenase/Oxidase (XDH)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 퓨린 대사 및 ROS 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Xanthine Oxidase (XDH) Rabbit PolymAb®
비고/별칭	XO; XOR; XAN1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7498
GeneID	7498
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Xanthine Oxidase (XDH)의 아미노산 1000-1100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다. (NP_000370.2).
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P47989
단백질 분자량	146kDa
배송(Shipping)	아이스백