


Anti-Xanthine Oxidase (Xdh) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P47989

품목 번호: CM0013590



소개

인간 Xanthine Oxidase (XDH)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차반응합니다. 퓨린 대사 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Xanthine Oxidase (XDH) Rabbit pAb
비고/별칭	XO; XOR; XAN1; Xanthine Oxidase (XDH)
종	인간
유전자 ID (인간)	7498
면역원	합성 펩타이드 인간 Xanthine Oxidase (XDH) (NP_000370.2)의 아미노산 985-1084에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P47989
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백