

Wb 및 Elisa용 항-Xcp1 토끼 다클론 항체 - B6Tic7

품목 번호: CM0024196

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야를 위한 옥수수 XCP1(시스테인 프로테아제 5)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 옥수수 XCP1을 인식하며 예상 분자량은 71 kDa로 식물 프로테아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XCP1 토끼 pAb
비고/별칭	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
종	옥수수
유전자ID	100283433
면역원	옥수수 XCP1 (NP_001149806.1)의 아미노산 157-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	옥수수
SWISS	B6TIC7
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스 팩