

Ihc-P 및 Elisa용 항-Xcr1 다클론 항체 - P46094

품목 번호: CM0020330



소개

토끼 항-인간 XCR1 다클론 항체로, IHC-P와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 케모카인 신호전달에 관여하는 케모카인 XC 수용체 1(림포타킨 수용체)을 표적으로 합니다. 면역검출 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XCR1 토끼 pAb
비고/별칭	GPR5; CCXCR1; XCR1
종	인간
GeneID (인간)	2829
GeneID	2829
면역원	인간 XCR1 (NP_001019815.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P46094
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩