

Anti-Xiap 토끼 단클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb, Elisa용 - P98170

품목 번호: CM0002253



소개

인간 XIAP(BIRC4/IAP3)를 표적으로 하는 KO 검증 완료된 토끼 단클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 세포자멸사, NF-kB 신호전달 및 유비퀴틴화 경로 연구를 위한 웨스턴 블롯과 ELISA에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] XIAP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
종	인간
유전자ID (인간)	331
유전자ID	331
면역원	재조합 단백질 / 인간 XIAP (NP_001158.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P98170
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩