

## Anti-Xiap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P98170

품목 번호: CM0018707



### 소개

인간 XIAP (X-연관 세포사멸 억제 단백질)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 분자량 약 57kDa. 세포사멸, NF- $\kappa$ B 신호 전달, 유비퀴틴화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | XIAP Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP    |
| 종           | 인간                                                           |
| GeneID (인간) | 331                                                          |
| GeneID      | 331                                                          |
| 면역원         | 인간 XIAP (NP_001158.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                           |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                     |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | P98170                                                       |
| 단백질 분자량     | 57kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |