

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Xk 폴리클론항체 - P51811

품목 번호: CM0017966

소개

XK (XKR1, Kx 항원)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 적합합니다. ER 맵 어댑터 단백질 기능 및 VPS13A 리크루팅 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XK 토끼 pAb
비고/별칭	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
종	인간
유전자 ID (인간)	7504
유전자 ID	7504
면역원	인간 XK (NP_066569.1)의 아미노산 59-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원료	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51811
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백