


Anti-Xpc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q01831

품목 번호: CM0024964



소개

인간 XPC (XP3/RAD4/p125) 단백질을 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 뉴클레오티드 절제 복구 및 전사 공동 활성화 연구에 이상적입니다. SWISS: Q01831.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XPC Rabbit pAb
비고/별칭	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
종	인간
유전자 ID	7508
면역원	인간 XPC (NP_004619.3)의 아미노산 700-940을 포함하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01831
단백질 무게	106kDa
배송	아이스백