


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Xpd/Ercc2 단일클론 항체 - P18074

품목 번호: CM0002103



### 소개

웨스턴 블롯(Western Blot), 면역조직화학(파라핀), ELISA용 Anti-XPD/ERCC2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 전사-결합 뉴클레오타이드 절제 복구 및 TFIIH 복합체 기능 연구에 이상적입니다. 예상 분자량은 87kDa입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명                      | XPD/ERCC2 Rabbit mAb                                   |
| 비고/별칭                    | EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2           |
| 종(Species)               | Human (인간)                                             |
| GeneID (Human)           | 2068                                                   |
| GeneID                   | 2068                                                   |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 XPD/ERCC2 (P18074)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                            |
| 카테고리                     | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                        |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                       |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat                                      |
| SWISS                    | P18074                                                 |
| 단백질 분자량                  | 87kDa                                                  |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩 (Ice bag)                                        |