


Wb, Elisa용 Anti-Xpd/Ercc2 폴리클로날 항체 - P18074

품목 번호: CM0013103



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 항-XPD/ERCC2 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. DNA 복구 및 전사 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XPD/ERCC2 Rabbit pAb
비고/별칭	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIH; XPD/ERCC2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2068
GeneID	2068
면역원(Immunogen)	인간 XPD/ERCC2 (NP_001124339.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18074
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)