


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Xpd/Ercc2 폴리클로날 항체 - P18074

품목 번호: CM0024817



### 소개

인간 XPD/ERCC2 (TFIIH 헬리케이스)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 인간 및 래트와 교차 반응. DNA 손상 복구 및 전사 연구에 이상적.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | XPD/ERCC2 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2                        |
| 종           | 인간                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 2068                                                                |
| 면역원         | 인간 XPD/ERCC2 (NP_001124339.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                  |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 래트                                                              |
| SWISS       | P18074                                                              |
| 단백질 분자량     | 87kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |