


Wb, Elisa용 항-Xpnpep1 다클론 항체 - Q9Nqw7

품목 번호: CM0013806



소개

XPNPEP1 토끼 pAb는 인간 Xaa-Pro 아미노펩티다아제 1을 표적으로 하는 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응하며, 펩티드 분해 및 브라디키닌 대사에 관여하는 70 kDa 세포질 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XPNPEP1 토끼 pAb
비고/별칭	APPI; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPLI; XPNPEP1
종	인간
유전자 ID (인간)	7511
유전자 ID	7511
면역원	인간 XPNPEP1 (NP_065116.3)의 아미노산 44-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9NQW7
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩