

Anti-Xpnpep2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O43895

품목 번호: CM0013819

소개

XPNPEP2(X-Pro 아미노펩티데이스 2)를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 재조합 세포외도메인(aa 22-240)에 대해 생성되었습니다. 브라디키닌 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XPNPEP2 Rabbit pAb
비고/별칭	APP2; AEACEI; XPNPEP2
종	인간
GeneID (인간)	7512
GeneID	7512
면역원	인간 XPNPEP2 (NP_003390.4)의 아미노산 22-240 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43895
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백