

Wb, Elisa용 Anti-Xpnpep3 다클론 항체(토끼) - Q9Nqh7

품목 번호: CM0020429



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 XPNPEP3(Xaa-Pro 아미노펩티다제 3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 XPNPEP3를 검출하며, 미토콘드리아 펩티다제 및 TNF 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XPNPEP3 토끼 pAb
비고/별칭	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-프로릴 아미노펩티다제 3
종	인간
GeneID(인간)	63929
면역원	인간 XPNPEP3(NP_071381.1)의 아미노산 32-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NQH7
단백질 중량	31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa
배송	아이스백