

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Xpnpep3 토끼 다클로날 항체 - Q9Nqh7

품목 번호: CM0014980



소개

XPNPEP3 (APP3)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐를 검출합니다. 미토콘드리아 아미노펩티다제, TNF 신호 전달 및 신장세뇨관사(nephronophthisis) 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XPNPEP3 Rabbit pAb
비고/별칭	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	63929
유전자 ID	63929
면역원(Immunogen)	인간 XPNPEP3 (NP_071381.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NQH7
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)