

Wb 및 Elisa용 항-Xpo6 토끼 다클론 항체 - Q96Qu8

품목 번호: CM0024204

소개

사람 XPO6(엑스포틴-6 / EXP6 / RANBP20)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람 및 마우스 XPO6를 검출합니다. 핵질 수송 및 액틴 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | XPO6 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭       | XPO6; EXP6; RANBP20; exportin-6                           |
| 종           | 사람                                                        |
| 유전자 ID (사람) | 5159                                                      |
| 유전자 ID      | 23214                                                     |
| 면역원         | 사람 XPO6 (NP_055986.1)의 아미노산 116-216 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 생산원         | 토끼                                                        |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                    |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스                                                   |
| SWISS       | Q96QU8                                                    |
| 단백질 분자량     | 127kDa/128kDa                                             |
| 배송          | 아이스백                                                      |