

Wb, Elisa용 항-Xpot 토끼 다클론 항체 - O43592

품목 번호: CM0014396

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용되는 exportin-T (XPOT/XPO3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐 XPOT와 반응합니다. tRNA 핵 수출 수송 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | XPOT 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭       | XPO3; XPOT                                                      |
| 종           | 사람                                                              |
| GeneID (사람) | 11260                                                           |
| GeneID      | 11260                                                           |
| 면역원         | 사람 XPOT (NP_009166.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                                                       |
| SWISS       | O43592                                                          |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                                          |
| 배송 방식       | 아이스백                                                            |