


Wb, Elisa용 Xrcc1 토끼 단일클론 항체 - P18887

품목 번호: CM0011386



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 XRCC1 토끼 단일클론 항체입니다. DNA 단일 가닥 절단 복구에 중요한 스캐폴드 단백질인 인간, 마우스 및 랫드 XRCC1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XRCC1 토끼 mAb
비고/별칭	RCC; SCAR26; XRCC1
종	인간
유전자 ID (인간)	7515
유전자 ID	7515
면역원	합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18887
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩