

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Xrcc2 다클론 항체 - O43543

품목 번호: CM0022321



소개

인간 XRCC2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 상동 재조합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XRCC2 토끼 pAb
비고/별칭	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
종	인간
GeneID (인간)	7516
GeneID	7516
면역원	인간 XRCC2 (NP_005422.1)의 아미노산 1-83에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43543
단백질 분자량	32 kDa
배송 방법	아이스 팩