


Anti-Y14/Rbm8A 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Y5S9

품목 번호: CM0002514



소개

인간 Y14/RBM8A에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 엑손 접합 복합체(EJC), pre-mRNA 스플라이싱 및 넌센스 매개 mRNA 분해 경로를 연구하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Y14/RBM8A Rabbit mAb
비고/별칭	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNPI; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; CIDELq21.1; Y14/RBM8A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9939
GeneID	9939
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드[인간 Y14/RBM8A (Q9Y5S9)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y5S9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 백(Ice bag)