


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Yap1 Rabbit Monoclonal Antibody - P46937

품목 번호: CM0003472



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 Anti-YAP1 rabbit monoclonal antibody. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. Hippo 경로, 장기 크기 조절, 종양 억제에서 중요한 전사 공동활성화인자. 재조합 단백질 면역원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] YAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
종	인간
GeneID (인간)	10413
GeneID	10413
면역원	인간 YAP1 (NP_001123617.1)의 아미노산 155-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46937
단백질 분자량	36 kDa-54 kDa
배송	아이스백