

## Wb용 Anti-Yap1 토끼 단일클론 항체 - P46937

품목 번호: CM0006312



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP용 YAP1 토끼 단일클론 항체 (KO 검증 완료). 사람, 마우스, 랫트 YAP1을 검출합니다. 아미노산 155-504를 타겟으로 합니다. Hippo 신호 전달, 장기 크기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | [KO 검증됨] YAP1 Rabbit mAb                                         |
| 비고/별칭                    | YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1                           |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                        |
| GeneID (사람)              | 10413                                                            |
| GeneID                   | 10413                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 YAP1 (NP_001123617.1)의 아미노산 155-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                          |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                   |
| SWISS                    | P46937                                                           |
| 단백질 분자량                  | 54kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                             |