


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Yap1 Rabbit Polyclonal Antibody - P46937

품목 번호: CM0018442



소개

인간 YAP1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Hippo 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	YAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	10413
유전자 ID	10413
면역원	인간 YAP1 (NP_001123617.1)의 아미노산 155-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백