

Anti-Yars Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P54577

품목 번호: CM0028740



소개

Tyrosine--tRNA ligase (YARS) Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 아미노아실-tRNA 합성효소, 단백질 합성 및 PARP1 조절에 관한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YARS Rabbit pAb
비고/별칭	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
종	인간
GeneID (Human)	8565
GeneID	8565
면역원	인간 YARS (NP_003671.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54577
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백