


Anti-Yb-1/Ybx1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

품목 번호: CM0011873



소개

YB-1/YBX1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF, IHC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 YB-1을 검출합니다. RNA 가공, 전사 조절 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YB-1/YBX1 Rabbit mAb
비고/별칭	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4904
유전자 ID	4904
면역원	합성 펩타이드 인간 YB-1/YBX1 (P67809)의 아미노산 225-324 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P67809
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스백