

Anti-Ybey Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P58557

품목 번호: CM0022768

소개

인간 엔도리보뉴클레아제 YBEY에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 쥐와의 교차 반응성을 보여 rRNA 성숙 및 핵소체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YBEY Rabbit pAb
비고/별칭	C21orf57
종	인간
GeneID	54059
면역원	인간 YBEY (NP_478061.1)의 아미노산 68-167에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P58557
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백