

Wb, Elisa용 Anti-Yipf6 단일클론 항체 - Q8Br70

품목 번호: CM0011723

소개

골지체 막 단백질이며 YIPF1 및 YIPF2 안정성에
관여하는 마우스 YIPF6 단백질에 대해 WB 및
ELISA용으로 검증된 Anti-Yipf6 토끼 단일클론
항체입니다. IVD 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Yipf6 Rabbit mAb
비고/별칭	A430107J06Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	286451
GeneID	77929
항원(Immunogen)	마우스 Yipf6 (NP_997516.1)의 아미노산 1-83에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q8BR70
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)