

Anti-Yipf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Br70

품목 번호: CM0024683

소개

마우스 YIPF6(YIP1 패밀리 멤버 6)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 검증되었습니다. 골지체 막 단백질 기능과 YIP1 패밀리 상호작용을 조사합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Yipf6 Rabbit pAb
비고/별칭	A430107J06Rik; Yipf6
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	286451
GeneID	77929
면역원(Immunogen)	마우스 Yipf6 (NP_997516.1)의 아미노산 1-83에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8BR70
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)