

Wb 및 Elisa용 항-Yipf7 다클론 항체 - Q8N8F6

품목 번호: CM0020363

소개

인간 YIPF7(FinGER9, YIP1 패밀리 구성원 7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 골지체/ER 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YIPF7 토끼 pAb
비고/별칭	FinGER9; YIPF7
종	인간
유전자ID (인간)	285525
유전자ID	285525
면역원	인간 YIPF7 (NP_872398.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q8N8F6
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩