


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Ykl-40/Chi3L1 토끼 단클론 항체 - P36222

품목 번호: CM0003455



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용 YKL-40/CHI3L1 토끼 단클론 항체(재조합). 인간 YKL-40에 특이적이며 마우스, 쥐와 교차반응합니다. 염증, 조직 리모델링 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	YKL-40/CHI3L1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
종	인간
유전자ID	1116 (인간)
면역원	인간 YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)의 아미노산 284-383 부위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P36222
단백질 분자량	43 kDa
배송 방식	아이스백