


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ykl-40/Chi3L1 토끼 단일클론 항체 - Q61362

품목 번호: CM0011075



소개

WB, IP, IHC-P, ELISA에서 마우스 샘플에 대해 검증된 Anti-YKL-40/CHI3L1 토끼 단일클론 항체입니다. 조직 재형성 및 Th2 염증에 관여하는 키티나제-3 유사 단백질 1(CHI3L1/BRP39)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YKL-40/CHI3L1 토끼 mAb
비고/별칭	Gp39; Brp39; Chil1
종	마우스
GeneID (인간)	1116
GeneID (마우스)	12654
면역원	마우스 Chi3l1(NP_031721.2)의 아미노산 30-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61362
단백질 분자량	43 kDa/44 kDa
배송	아이스팩