

Anti-Ykl-40/Chi3L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

품목 번호: CM0030030



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb. 염증 및 조직 재모델링에 관여하는 43kDa 렉틴인 인간, 마우스, 랫트 CHI3L1을 인식합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
비고/별칭	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1116
GeneID	1116
면역원(Immunogen)	YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)의 아미노산 22-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P36222
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)