

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Yme1L1 토끼 단일클론 항체 - Q96Ta2

품목 번호: CM0009890

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 YME1L1 토끼 단일클론 항체입니다. 미토콘드리아 형태, 단백질 품질 관리 및 스트레스 적응을 조절하는 ATP 의존성 아연 금속단백질분해효소인 인간 YME1L1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YME1L1 Rabbit mAb
비고/별칭	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10730
유전자 ID	10730
면역원	인간 YME1L1 (NP_647473.1)의 아미노산 580-773에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96TA2
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백