

Wb, Elisa용 Anti-Ypel3 폴리클로날 항체 - P61236

품목 번호: CM0024345

소개

사람 YPEL3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	YPEL3 Rabbit pAb
비고/별칭	YPEL3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	83719
유전자 ID	83719
면역원	사람 YPEL3 (NP_001138996.1)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P61236
단백질 분자량	14kDa
배송	얼음 팩 (Ice bag)