


Wb, Elisa용 Anti-Ypel5 다클론 항체 - P62699

품목 번호: CM0013651



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드에 반응하는 YPEL5 토끼 다클론 항체입니다. 세포 증식에 관여하는 CTLH E3 리가아제 구성 요소인 yippee-like 5를 표적으로 합니다. 분자량: 14kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YPEL5 토끼 pAb
비고/별칭	CGI-127; YPEL5
종	인간
GeneID (인간)	51646
GeneID	51646
면역원	재조합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62699
단백질 중량	14kDa
배송	아이스팩