

Anti-Ythdc1 단일클론 항체 (Ko 검증 완료) - Wb용 - E9Q5K9

품목 번호: CM0004070

소개

마우스 Ythdc1(E9Q5K9)에 대한 KO 검증 완료 토끼 단일클론 항체, Western blot 및 ELISA 응용 분야용. 재조합 단백질 면역원, 85 kDa. 인간 YTHDC1과 교차 반응함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Ythdc1 토끼 mAb
비고/별칭	mKIAA1966; A730098D12Rik; 마우스 Ythdc1
종	마우스
유전자 ID (인간)	91746
유전자 ID	231386
면역원	마우스 Ythdc1의 아미노산 597-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_808348.2).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	E9Q5K9
단백질 무게	85kDa
배송	아이스팩