

Anti-Ythdf1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa 용) - Q9Byj9

품목 번호: CM0015978



소개

이 토끼 유래 anti-YTHDF1 폴리클로날 항체는 인간, 마우스, 래트의 YTHDF1을 검출합니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 유효성이 입증되었습니다. m6A RNA 변형, mRNA 대사, 에피트랜스크립토믹스 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YTHDF1 Rabbit pAb
비고/별칭	DF1; C20orf21; YTHDF1
종 특이성	인간
GeneID (Human)	54915
GeneID	54915
면역원	인간 YTHDF1 (NP_060268.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYJ9
단백질 분자량	61kDa
배송 조건	아이스팩