

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ythdf1 다클론 항체 - Q9Byj9

품목 번호: CM0021903



소개

사람, 마우스 및 랫드의 YTHDF1을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 예측 분자량은 61kDa입니다. m6A RNA 변형 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	YTHDF1 토끼 pAb
비고/별칭	DF1; C20orf21; YTHDF1
종	사람
GeneID (사람)	54915
GeneID	54915
면역원	사람 YTHDF1의 280-390번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BYJ9
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백