

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ythdf1 토끼 단일클론 항체 - Q9Byj9

품목 번호: CM0006467



소개

WB, IP, ELISA용 YTHDF1 토끼 mAb - m6A 변형 mRNA를 특이적으로 인식하여 안정성과 번역을 조절합니다. 사람, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 전사체 후성유전학, 암 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDF1 토끼 mAb
비고/별칭	YTHDF1; C20orf21; YTH 도메인 함유 패밀리 단백질 1
종	사람
GeneID (사람)	54915
GeneID	54915
면역원	사람 YTHDF1(NP_060268.2)의 아미노산 1~240aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BYJ9
단백질 분자량	20kDa/60kDa
배송	아이스팩