

Anti-Ythdf2 (Ko 검증) 단일클론 항체 For Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

품목 번호: CM0010065



소개

m6A 판독 단백질인 YTHDF2에 대한 KO 검증 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트 인식. WB, IP, IF/ICC, ELISA에 적합. RNA 대사, 에피트랜스크립토믹스 및 바이러스 감염 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] YTHDF2 Rabbit mAb
비고/별칭	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
종	인간
GeneID (Human)	51441
GeneID	51441
면역원	인간 YTHDF2 (NP_057342.2)의 아미노산 339-565에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y5A9
단백질 무게	62 kDa/57 kDa
배송	아이스백