

Wb, Ihc, If용 Ythdf2 토끼 다클론 항체 - Q9Y5A9

품목 번호: CM0021246



소개

m6A 리더 단백질인 YTHDF2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC, IF 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 후성전사체학 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDF2 토끼 pAb
비고/별칭	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
종	인간
GeneID (인간)	51441
GeneID	51441
면역원	인간 YTHDF2(NP_057342.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5A9
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩