

Anti-Ythdf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

품목 번호: CM0027486



소개

mRNA 안정성을 조절하는 m6A 판독 단백질인 YTHDF3에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 에피트랜스크립토믹스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDF3 Rabbit pAb
비고/별칭	DF3; YTHDF3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	253943
면역원(Immunogen)	인간 YTHDF3 (NP_689971.4)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7Z739
단백질 분자량(Protein Weight)	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)