

Wb 및 Elisa용 Anti-Yucca1 토끼 다클로날 항체 - Q9Szy8

품목 번호: CM0018921

소개

YUCCA1 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA를 통해 아라비돕시스 탈리아나(Arabidopsis thaliana) YUCCA1 단백질(~46 kDa)을 검출합니다. YUCCA1은 옥신 생합성 및 식물 발달에 관여하는 플라빈 함유 모노옥시게나아제입니다. 식물 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YUCCA1 Rabbit pAb
비고/별칭	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
종(Species)	Arabidopsis thaliana (아라비돕시스)
GeneID	829389
면역원(Immunogen)	Arabidopsis thaliana YUCCA1 (NP_194980.1)의 아미노산 71-221에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Arabidopsis thaliana (아라비돕시스)
SWISS	Q9SZY8
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)