


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ywhah 다클론 항체 - Q04917

품목 번호: CM0030208



소개

YWHAH 토끼 pAb는 WB, IF/ICC, ELISA를 통해 14-3-3 에타(28 kDa)를 검출합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응하며 뇌 신호 전달 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YWHAH 토끼 pAb
비고/별칭	YWHA1; YWHAH
종	인간
유전자 ID (인간)	7533
면역원	인간 YWHAH (NP_003396.1)의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04917
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백