


## Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta) 토끼 다클로날 항체 [Wb, If, Ihc, Elisa용] - P63104

품목 번호: CM0030341



### 소개

인간 YWHAZ (14-3-3 zeta/delta)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달 경로 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | YWHAZ Rabbit pAb                                                    |
| 비고/별칭       | HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ |
| 종           | 인간(Human)                                                           |
| GeneID (인간) | 7534                                                                |
| GeneID      | 7534                                                                |
| 면역원         | 인간 YWHAZ (NP_003397.1)의 아미노산 146-245 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.            |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                          |
| 카테고리        | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                      |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                          |
| SWISS       | P63104                                                              |
| 단백질 분자량     | 28kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |